




ВЕКТОР

Прайс с 01.03.2023 г.


Аспиратор вакуумный мануальный АВМ - «Вектор».

Цена изделия - 450 руб.




Назначение. АВМ предназначен для забора биоматериала из полости матки, в том числе биопсии эндометрия, в объеме, достаточном для проведения исследований и других манипуляций.

Устройство. АВМ содержит канюлю (см. рис.), на которой расположены скребок, ограничитель, ручка и отверстие клапана. Канюля соединена подвижно в осевом направлении со шприцом через адаптер. Шприц снабжен фиксатором, установленным на поршне.



Фиг. 1



Фиг. 2



Фиг. 3

Работа. Вскрыть пакет в обозначенном месте. • Извлечь шприц. • Извлечь канюлю. • Ввести канюлю скребком наружу в цветной адаптер до упора в поршень – **клапан закрыт** (фиг.1). • Выдвинуть поршень из шприца до упора фиксатора в шприц – **вакуум в шприце** (фиг.2). • Установить ограничитель на глубину введения канюли. • Ввести канюлю в матку скребком к стенке матки. • Ввести канюлю в шприц до упора ручки в адаптер – **вакуум соединился с канюлей** (фиг.3). • Взять пробу вращательным и возвратно-поступательным движением канюли. • Удалить канюлю из матки и биоматериал из канюли и шприца.

Преимущества. Наличие скребка • Объем забираемого биоматериала до 10 мл. • Возможность забирать биоматериал, включая биопсию эндометрия, в течение длительного времени без потери вакуума. • Испытания в ведущих клиниках страны показали более 99% положительный результат. • Легкость и безопасность в применении, т.к. вакуум создается до введения канюли в матку. • Возможность использования в амбулаторных условиях. • Разумная цена.

Техническое описание

Аспиратор вакуумный мануальный состоит из шприца с фиксатором положения поршня объемом не менее 10 мл., канюли длиной не более 170 мм диаметром рабочей части не более 3 мм. На дистальном конце канюли боковое отверстие выполнено в виде скребка, на противоположном конце канюли имеется отверстие клапана. Длина устройства в сборе не более 280 мм. Изделие одноразовое, стерильное.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5453 от 04.12.2020.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ! ПАТЕНТ РОССИИ!

Мы Вам гарантируем:

- доброжелательное рассмотрение Ваших предложений;
- не менее 80 % срока годности;
- порядочность во взаимоотношениях.

Бесплатная доставка почтой России при заказе от 3000 рублей.

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС ПО ЛЮБОМУ ИЗ НИЖЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СРЕДСТВ СВЯЗИ, ИЛИ В ИНТЕРНЕТ – МАГАЗИНЕ.

Адрес: АО "Вектор" ул. Железнодорожная, д. 94, г. Волгодонск, Ростовская обл., Россия, 347369

Тел./Факс: (8639)26-84-96, 26-86-31, 26-86-39.

Моб. тел. (WhatsApp, Viber, Telegram): +79281759874 ; +79614094191; +79889515021.

Эл. почта: vektor@vektor-med.ru

Веб-сайт: www.vektor-med.ru* vektor-med.ru